



BUDDY: gel pack, který poskytuje první pomoc v případě nehody.

BUDDY je uklidňující a ulevuje od bolesti způsobené otoky a modřiny.

Použijte studený BUDDY k léčbě:

- podvrtnutí a modřiny, bodnutí hmyzem, otoky, bolestivost po slunění, bolesti hlavy, horečka

Použijte teplý BUDDY k léčbě:

- bolest svalů, bolest břicha, bolest v místech, která jsou oteklé, studené ruce a nohy

BUDDY gel balení splňuje CE normy neobsahuje žádné toxické materiály, a je bez ftalátů.

BUDDY :gel pack, která poskytuje první pomoc v případě nehody .

BUDDY je uklidňující a ulevuje od bolesti způsobené otoky a modřiny .

První aplikujte na bolavé místo, pokud je to nutné , a pak podržte BUDDY proti bolavému místu po dobu několika minut . Ujistěte se, že to je vždy čisté a připravené k použití !

Ponořte BUDDY ve vlažné vodě po dobu 5 minut . Otestujte Buddy teplotu hřbetem ruky před použitím jej na bolavé místo . BUDDY by nikdy nemělo být příliš teplé a vždy by mělo mít příjemnou teplotu .

Bezpečnostní pokyny :

- BUDDY lze připravit v mikrovlnné troubě nebo mrazničce za následujících podmínek:
- Mikrovlnná trouba : teplo po dobu maximálně 30 sekund při max 600 wattch , nejlépe do poloviny otevřené nádobe. Nenechávejte bez dozoru.
- Mrazák : maximálně 5 minut
- Prosím vyzkoušejte teplotu BUDDY na sobě po vyjmutí z mikrovlnné trouby nebo mrazničky předtím, než jej použijete na dítě. Extrémní teploty mohou způsobit popáleniny!
- BUDDY je pouze pro vnější použití .
- BUDDY není hračka a musí být vždy podáván pod dohledem dospělé osoby .
- Vždy se poradte se svým praktickým lékařem , pokud máte nějaké obavy o zdraví vašeho dítěte .
- Ujistěte se, že je čistý, než jej používáte. Umyjte si Buddy teplou vodou a mýdlem po každém použití. Důkladně osušte .
- Různé :
- Tento balíček gel splňuje CE normy neobsahuje žádné toxické materiály, a je bez ftalátů.

Distributor a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku je:

Mondi Trade s.r.o., Ke Statenicím 84, Tuchoměřice, 252 67

IČO:292 79 291, DIČ:CZ29279291, www.monditrade.cz,
velkoobchod@monditrade.cz, +420 734806734

www.miaayli.com