

ÚVOD

ARIA, Mii™ Single Elektrická odsávačka mateřského mléka, je v nemocnici kvalitní odsávačka navržena pro pohodlí, výkon a přenositelnost. Kvalitní technika je ARIA bezpečná možnost pro maminky přes 100% bezpečné stráže bez křížové kontaminace. Vybaven Flutter Vent Flex™ měkké košíčky vyrobené ze 100% silikonu potravin, aby delší a pohodlné čerpadla zabráněním poškození bradavek oblasti. ARIA ovládací prvky jsou schopny regulovat produkci mléka a simulaci dítěte stravovací návyky přes sací síly, sací rychlost a časové nastavení. ARIA získal své jméno díky své lehké a tiché funkce jako jediný nemocniční elektrické odsávačky.

PODROBNÝ SEZNAM DÍLŮ

ARIA ELEKTRICKÉ odsávačka mateřského mléka:

) Soft Cup Brace

B) silikonové Cup

C) Připojení ventilu

D) Skladovací kontejner připojení

E) ventil + klapky

F) Soft Tube

G) Mii Skladovací kontejner

H) Láhev stojan

I) Hlavní Připojení

J) Hlavní stroj

MONTÁŽ

Před prvním použitím zkontrolujte, zda spojovací součásti (např. poháry, konektory, ventily + klapky, a hlavní stroje), aby se ujistil, že jsou správně připojeny. Zkontrolujte potrubí a skladovací kontejner, aby byl volný, a zda kolektor je čistý.

Před čerpání, použijte teplou i mokrou ručnici první čistě prsu. Masáž prsu a kořen bradavky, uvolnit tělo a zmírnění bolesti zvětšené prsa, pokud existuje.

Zapněte napájení, pozadí LCD svítí, je zařízení pohotovostním režimu.

Při čerpání normálně, zvolte sací rychlost při nízkých otáčkách (S grade), centrum Cup s Soft Cup Ortéza na bradavky, stiskněte jemně proti sání. Můžete si vybrat vhodnou sací rychlost a intenzitu dle Vašich potřeb a pohodlí.

Pokud narazíte na problémy, jako je obstrukce mlékovodů nebo zapadlé bradavky, nastavte sání na maximální stupeň (H).

OVLÁDACÍ PANEL

SÁNÍ VELOCITY NASTAVENÍ

Zapněte napájení, Hlavní stroj běží v nízkých otáčkách (S grade) automaticky. Stiskněte tlačítko "rychlost +" / "rychlost," nastavte sací rychlosti. K dispozici jsou 2 nastavitelné stupně podle vašeho pohodlí.

Stiskněte tlačítko "intenzitu +" / "intenzitou" upravit sání. K dispozici jsou 3 nastavitelné stupně podle vašeho pohodlí.

TIMER

Během pracovní doby, stroj se zastaví sání dočasně po 20 min. Stroj je v pohotovostním režimu. Pokud potřebujete restartovat sání, stačí stisknout tlačítko "ON / OFF" tlačítko znovu.

Stiskněte tlačítko "ON / OFF" tlačítko pro spuštění nebo zastavení sání.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všechny součásti přicházející do přímého styku s mateřským mlékem je třeba rozebrat a vyčistit před dalším použitím: Číše, ventil, skladovací kontejner, trubky, atd. nepoňujte hlavní zařízení pro čištění vody. Nepoužívejte mikrovlnnou žádně díly.

Prosím očistěte všechny díly pomocí detergentu (pro bezpečnost dítěte a nejlepších výsledků, použijte Mii Organics™ kuchyňského saponátu). Sterilizace všechny díly umístěním do vařící vody (všechny části musí být demontován dobře a vařit čas nesmí přesáhnout 15 min.).

Prosím, mějte vyčištěné díly samostatně bez kontaktování mateřského mléka. Ujistěte se, umýt všechny hadičky, láhve a láhve stojan před každým použitím. Hlavní stroj je možné čistit vlhkým hadříkem (použijte Mii Organics™ Multi-Purpose Cleaner pro nejbezpečnějších a nejlepších výsledků).

Po čerpání, zkontrolujte, zda není mléko kolektoru poháru a měkké trubky. Je-li mléko v kolektoru a měkké trubky, měli byste vypnout počítač najednou. Kolektor a měkké trubky by měly být být znovu použity po zaschnutí.

PRÁVO struků pro vaše dítě

Flutter Flex pomalý průtok Dudlík™

Flutter Flex střední průtok Dudlík™

Flutter Flex rychlý průtok struků™

Flutter Flex Y-Cut™ struků

TIPY pro maminky

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM DŮVOD ŘEŠENÍ

Slabé sání Únik vzduchu z různých spojovacích dílů (pohár, konektor, ventil, klapka a Collector)

Air potrubí z hlavního stroje zablokované, například řasy a ohybu trubky Soft nedbale, drobnosti v měkké trubce nebo Single-konektor Zkontrolujte každých spojovací části, sestavte znovu

Čistit a uklízet

Ne Sací Non-nastavení nebo nesprávné nastavení klapky, nebo klapka je zdeformovaný nebo poškozený

Plastové díly jsou transmutace poškozen pytláctví dezinfekce skříň, mikrovlnná trouba, sporák tlačil Nainstalujte kryt

Vyměňte novou část

Nelze zapnout

na stroji adaptér do zásuvky ve zdi nebo do konektoru stejnosměrného napětí hlavního stroje montuje nesprávně.

Použití nesprávného adaptéru (výstup z originálu je 9V 1,5 A, konektor Ř2.1) znovu připojte

Umístěte správně

Mléko back-flow Matky s dostatkem mléka, nesprávně zvolit intenzitu sání třídy "H" nebo "M"

Matky s hustou mateřského mléka, nesprávně zvolit rychlost sání vysokorychlostní třídy (F)

Non-vstup do kolektoru nebo příliš mnoho mléka a nebyly vyčištěny.

Příliš mnoho kapičky v měkké trubce nebo voda proudí do trubky během ponoření čištění.

Během sání, mateřského mléka přesahuje 100 ml v lahvi ošetřovatelství a nevyměňuje prázdnou láhev. Vyberte si správnou značku

Použití kolektoru

Nenamáčejte měkké trubky do vody

Vyměňte pohotovostní měkké trubky

Vyměňte prázdnou láhev kojící

Distributor a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku je:

Mondi Trade s.r.o., Ke Stanicím 84, Tuchoměřice, 252 67

IČO:292 79 291, DIČ:CZ29279291, www.monditrade.cz, velkoobchod@monditrade.cz, +420 734806734